

DEPTIL HDS

FECHA DE PUESTA AL DÍA : 19/04/24

Líquido listo para su empleo, para ser aplicado por personal profesional
INDUSTRIAS AGRO-ALIMENTARIAS
INDUSTRIAS DE BEBIDAS
DESINFECTANTE AUTOSECANTE A BASE DE ALCOHOL
APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN EN SUPERFICIES Y POR INMERSIÓN EN LOS EQUIPOS

Características físico-químicas

Aspecto	Líquido límpido
Color	Incoloro
Olor	Alcohol
pH puro	6±0,5
Densidad	0,86±0,01 g/cm ³
Punto de congelación	-20 °C
Solubilidad en agua	Soluble en agua
Punto de inflamación	19 °C

Datos medioambientales :

Fósforo	< 0.1 %
nitrógeno	< 0.1 %
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	1.558 gramos de dióxígeno por kilogramo

Propiedades :

No corrosivo con los aceros inoxidables, las materias plásticas (salvo Plexiglas) y la mayoría de los materiales que se encuentran en la industria agroalimentaria.

Para reducir el consumo de plástico: se suministran 4 cabezales con gatillo reutilizables en la caja de 12 botes de aerosol.

Aplicación :

Desinfectante bactericida, levuricida y fungicida.

Modo de empleo :

DEPTIL HDS es un desinfectante bactericida, levaduricida, fungicida y virucida (virus envueltos)

Limpiar y aclarar previamente el material y las superficies

Aplicar DEPTIL HDS mediante pulverización por frotado o por remojo

Concentración : puro

Tiempo de contacto mínimo:

30 segundos para la actividad virucida

2 minutos para actividad bactericida y levaduricida

5 minutos para actividad fungicida

DEPTIL HDS

FECHA DE PUESTA AL DÍA : 19/04/24

Temperatura: ambiente

Dejar secar al menos durante 5 minutos.

Lavar regularmente el material de aplicación.

Cumple la norma EN 13697 para bacterias y hongos en condiciones limpias.

Cumple la Norma UNE-EN 14476 eficacia viricida

Parámetros de control :

Diríjase a su consejero para cualquier pregunta relativa a los parámetros de control.

Acondicionamiento :

spray	0,75l	Blanco	0,6kg	(caja 12x0.6 kg)
Bidón	10l	Neutro	8kg	
Bidón	22l	Neutro	18kg	
Bidón	220l	Azul oscuro	170kg	
Contenedor no retornable		1000l	Color natural	840kg

Almacenar en lugar limpio, fresco y ventilado y lejos de las fuentes de calor y luz intensas.

Calidad - Seguridad

Consultar la ficha de datos de seguridad en INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Utilizar el producto en 24 meses desde la fecha de fabricación.

Reglamentación

Este producto es conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza de superficies, que entran en contacto con mercancías, alimentos y bebidas para la nutrición humana y animal.

Este producto puede ser utilizado en la agricultura ecológica de acuerdo con la normativa vigente.

DEPTIL HDS es una mezcla conforme al reglamento (CE) n° 1907/2006 del 18 diciembre 2006, relativa al registro, evaluación y autorización de sustancias químicas (REACH), con independencia de su lugar de fabricación.

Las sustancias a las que se refiere el Reglamento REACH y contenidas en DEPTIL HDS han sido registradas previamente o registradas de manera definitiva por nuestra sociedad o nuestros proveedores.

DEPTIL HDS no contiene sustancias calificadas como "extremadamente preocupantes" en la lista actual de sustancias candidatas para la autorización publicada y puesta al día de manera habitual por la ECHA.

KERSIA IBERICA S.L.U.

Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32 - 31160 Orcoyen - NAVARRA

Tfno: 948 324532 - Fax: 948 324026

HCM-0017; FID-288-NA; E-240-NA

kersiaiberica@kersia-group.com

DEPTIL HDS

FECHA DE PUESTA AL DÍA : 19/04/24

BIOCIDAS

Sustancia(s) activa(s) para 100g de producto : Etanol 70,4g

GRUPO PRINCIPAL 1: Desinfectantes y biocidas generales; Tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales; Tipo de producto 4: Desinfectantes para las superficies que están en contacto con alimentos y piensos

Nº registro: 18-20/40/90-05998-HA - PT4

Nº registro: 21-20/40/90-05998 - PT2

Eficacia

Actividad	Norma	Organismo (s) probado (s)	Sustancia (s) interfiriente (s)	Tiempo de contacto:	Temperatura:	Concentración:
Bactericida	EN 1276	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	0.3 g/l albumina bovina	2 min	20°C	100%
	EN 13697	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	0.3 g/l albumina bovina	2 min	20°C	100%
	EN 16615	Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0.3 g/l albumina bovina	2 min	20°C	100%
Fungicida	EN 13697	Aspergillus niger = Aspergillus brasiliensis	0.3 g/l albumina bovina	5min	18-25°C	100%
	EN 1650	Aspergillus brasiliensis	0.3 g/l albumina bovina	5min	20°C	100%
Levuricida	EN 13697	Candida albicans	0.3 g/l albumina bovina	2 min	18-25°C	100%
	EN 1650	Candida albicans	0.3 g/l albumina bovina	2 min	20°C	100%
	EN 16615	Candida albicans	0.3 g/l albumina bovina	2 min	20°C	100%
Viricida	EN 16777	Adenovirus type 5, murine norovirus, Coronavirus bovino (BCoV)	0.3 g/l albumina bovina	5min	20°C	100%
		Avian Influenza H3N8	0.3 g/l albumina bovina	5min	20°C	100%
	EN14476	Adenovirus type 5, murine norovirus	0.3 g/l albumina bovina	5min	20°C	80%
		Avian Influenza H3N8	0.3 g/l albumina bovina	5min	20°C	97%
		Coronavirus SARS CoV-2	0.3 g/l albumina bovina	30segundos	20°C	77.7%
		Modified vaccinia virus Ankara (MVA), Coronavirus humano 229 E	0.3 g/l albumina bovina	30segundos	20°C	97%